



PM-LIFE® IU

CATHÉTER POUR INSÉMINATION

31



INSERTEUR
Permet de stabiliser
et guider le cathéter

MANDRIN
Permet de préformer
l'extrémité distale

Le cathéter pour insémination intra-utérine **PM-LIFE® IU** permet de réaliser une insémination de procréation médicalement assistée (PMA) en introduisant des spermatozoïdes lavés et préparés dans la cavité utérine. Certaines références peuvent être composées d'un inserteur permettant de stabiliser et guider le cathéter lors de l'insertion ou/et d'un mandrin permettant de préformer l'extrémité distale du cathéter afin de s'adapter à la morphologie de la patiente.

ATOUTS

- Graduations centimétriques pour un meilleur contrôle de l'insertion du cathéter.

RÉFÉRENCE(S) DISPONIBLE(S)

Référence	Diamètre du cathéter (mm / Fr)	Diamètre intérieur volume (mm / ml)	Diamètre des 2 trous latéraux (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur de la partie distale (mm)	Inserteur	Mandrin
PS1260500	1,65 / 5	1,1 / 0,20	1	175	45	-	-
PS1270500	1,65 / 5	1,1 / 0,20	1	175	45	Oui	-
PS4130500	1,65 / 5	1,1 / 0,20	1	175	45	-	Oui
PS4160500	1,65 / 5	1,1 / 0,20	1	175	45	Oui	Oui
PS1260600	2 / 6	1,6 / 0,40	1,3	175	45	-	-
PS1270600	2 / 6	1,6 / 0,40	1,3	175	45	Oui	-
PS4130600	2 / 6	1,6 / 0,40	1,3	175	45	-	Oui
PS4160600	2 / 6	1,6 / 0,40	1,3	175	45	Oui	Oui

INFORMATIONS SUR LE DISPOSITIF MÉDICAL

Date de 1 ^{ère} mise sur le marché	2002
Usage unique	Oui
Classe	Is
Stérile	Oui
Mode de stérilisation	Stérilisé au rayonnement gamma
Présence de latex	Non
Durée de vie	5 ans
Certification	CE
Conditionnement	Boîte de 25 unités en emballage individuel stérile
Stockage	Dans sa boîte d'origine dans un endroit frais et sec

PRINCE MEDICAL SAS
ZA La Sente Du Moulin
64 rue Gutenberg - 60530 Ercuis - France
www.prince-medical.com
Tél. : +33 (0)3 44 26 54 76
prince-medical@omerin.com

Les informations données dans la présente fiche technique sont indicatives et susceptibles de modifications sans préavis. La société PRINCE MEDICAL SAS ne saurait en aucun cas être tenue responsable d'éventuels incidents dans le cas d'utilisations inappropriées, non réalisées dans le respect des règles de l'art et des normes en vigueur et de non-respect des notices d'utilisation fournies. Les dispositifs médicaux commercialisés par PRINCE MEDICAL SAS ne doivent être utilisés que par un praticien ou une personne autorisée dûment qualifiés.

® Marque déposée de PRINCE MEDICAL SAS. Dessins et photos non contractuels. Reproduction interdite sans l'accord préalable de PRINCE MEDICAL SAS.

PRINCE MEDICAL
DEVICES