

PM-CARE® BRUSH

10

BROSSE DE PRÉLÈVEMENT



**SÉCABLE
POUR FACILITER L'ENVOI
AU LABORATOIRE**

La brosse de prélèvement **PM-CARE® BRUSH** permet de réaliser l'écouvillonnage cytologique de l'endocol lors d'un examen gynécologique. Il s'agit d'une brosse cytologique permettant de réaliser des prélèvements, par rotation, des cellules du col de l'utérus dans le but de diagnostiquer d'éventuelles pathologies.

ATOUTS

- Extrémité distale atraumatique.
- Manche long pour un prélèvement facile et une prise en main aisée.
- Partie détachable pour récupérer facilement le prélèvement et l'envoi au laboratoire (références **PM-CARE® BRUSH** sécables).
- Configuration conique de la brosse pour un accès aux ouvertures étroites pour les références coniques.

RÉFÉRENCE(S) DISPONIBLE(S)

Référence	Diamètre de la brosse (mm)	Forme de la brosse	Stérile	Sécable
PS1643520	3.5	Droite	oui	-
PS3653520	3.5	Droite	oui	oui
PN1643520	3.5	Droite	-	-
PN3653520	3.5	Droite	-	oui
PS1655020	5	Conique	oui	-
PS3665020	5	Conique	oui	oui
PN1655020	5	Conique	-	-
PN3665020	5	Conique	-	oui

INFORMATIONS SUR LE DISPOSITIF MÉDICAL

Date de 1 ^{re} mise sur le marché	2002
Usage unique	Oui
Classe	I
Stérile	*Oui (PS1643520, PS1655020, PS3653520, PS3665020) Non (PN1643520, PN1655020, PN3653520, PN3665020)
Mode de stérilisation	Stérilisé à l'oxyde d'éthylène
Présence de latex	Non
Durée de vie	5 ans
Certification	CE
Conditionnement	Boîte de 50 unités, les brosses stériles sont conditionnées dans un emballage individuel stérile
Stockage	Dans sa boîte d'origine dans un endroit frais et sec

PRINCE MEDICAL SAS
ZA La Sente Du Moulin
64 rue Gutenberg - 60530 Ercuis - France
www.prince-medical.com
Tél. : +33 (0)3 44 26 54 76
prince-medical@omerin.com

PRINCE MEDICAL
DEVICES

Les informations données dans la présente fiche technique sont indicatives et susceptibles de modifications sans préavis. La société PRINCE MEDICAL SAS ne saurait en aucun cas être tenue responsable d'éventuels incidents dans le cas d'utilisations inappropriées, non réalisées dans le respect des règles de l'art et des normes en vigueur et de non-respect des notices d'utilisation fournies. Les dispositifs médicaux commercialisés par PRINCE MEDICAL SAS ne doivent être utilisés que par un praticien ou une personne autorisée dûment qualifiés.

* Marque déposée de PRINCE MEDICAL SAS. Dessins et photos non contractuels. Reproduction interdite sans l'accord préalable de PRINCE MEDICAL SAS.