

CLEANBRUSH® ENDO

54




BROSSE DE NETTOYAGE POUR CANAL OPÉRATEUR D'ENDOSCOPES



Les brosses de nettoyage **CLEANBRUSH® ENDO** sont destinées au nettoyage

- > des canaux opérateurs, canaux air/eau des endoscopes flexibles,
- > des canaux opérateurs, canaux air/eau des endoscopes rigides,
- > de l'érecteur de duodéno-scopie type O.

Elles sont adaptées aux principaux gastroscopes, coloscopes, duodénoscopes, enteroscopes, bronchoscopes, cystoscopes, urétéroscopes, néphroscopes, hystérocopes et naso-laryngoscopes du marché.



INFORMATIONS SUR LE DISPOSITIF MÉDICAL

Date de 1 ^{ère} mise sur le marché	1999
Usage unique	Oui
Classe	I
Stérile	Non (décontamination à l'oxyde d'éthylène)
Présence de latex	Non
Durée de vie	5 ans
Certification	CE
Conditionnement	Boîte de 50 unités en emballage non-stérile
Stockage	Dans sa boîte d'origine dans un endroit frais et sec

PRINCE MEDICAL SAS
 ZA La Sente Du Moulin
 64 rue Gutenberg - 60530 Ercuis - France
www.prince-medical.com
 Tél. : +33 (0)3 44 26 54 76
prince-medical@omerin.com

PRINCE MEDICAL
 DEVICES

Les informations données dans la présente fiche technique sont indicatives et susceptibles de modifications sans préavis. La société PRINCE MEDICAL SAS ne saurait en aucun cas être tenue responsable d'éventuels incidents dans le cas d'utilisations inappropriées, non réalisées dans le respect des règles de l'art et des normes en vigueur et de non-respect des notices d'utilisation fournies. Les dispositifs médicaux commercialisés par PRINCE MEDICAL SAS ne doivent être utilisés que par un praticien ou une personne autorisée dûment qualifiés.

® Marque déposée de PRINCE MEDICAL SAS. Dessins et photos non contractuels. Reproduction interdite sans l'accord préalable de PRINCE MEDICAL SAS.

RÉFÉRENCE(S) DISPONIBLE(S)

> NETTOYAGE DU CANAL OPÉRATEUR D'ENDOSCOPES FLEXIBLES

Référence	Diamètre Brosse (mm)	Nombre de brosse(s)	Diamètre gaine (mm)	Diamètre conseillé du canal opérateur de l'endoscope	Longueur (cm)
AN3272011	2	1	0,8	De 1 mm à 1,6 mm	110
AN3272023	2	1	0,8	De 1 mm à 1,6 mm	230
AN1050106	1,8	1	1	De 1,2 mm à 1,6 mm	60
AN1050110	1,8	1	1	De 1,2 mm à 1,6 mm	100
AN1050123	1,8	1	1	De 1,2 mm à 1,6 mm	230
AN1050135	1,8	1	1	De 1,2 mm à 1,6 mm	350
AN1050138	1,8	1	1	De 1,2 mm à 1,6 mm	380
AN1060110	1,8	2	1	De 1,2 mm à 1,6 mm	100
AN1060123	1,8	2	1	De 1,2 mm à 1,6 mm	230
AN1053006	3	1	1,60	De 1,8 mm à 2,6 mm	60
AN1053007	3	1	1,60	De 1,8 mm à 2,6 mm	75
AN1053010	3	1	1,60	De 1,8 mm à 2,6 mm	100
AN1053018	3	1	1,60	De 1,8 mm à 2,6 mm	180
AN1053023	3	1	1,60	De 1,8 mm à 2,6 mm	230
AN1053028	3	1	1,60	De 1,8 mm à 2,6 mm	280
AN1063010	3	2	1,60	De 1,8 mm à 2,6 mm	100
AN1063018	3	2	1,60	De 1,8 mm à 2,6 mm	180
AN1063023	3	2	1,60	De 1,8 mm à 2,6 mm	230
AN1063028	3	2	1,60	De 1,8 mm à 2,6 mm	280
AN2083018	11 & 3	2	1,60	De 1,8 mm à 2,6 mm	180
AN2083023	11 & 3	2	1,60	De 1,8 mm à 2,6 mm	230
AN1055002	5	1	1,80	De 2,7 mm à 4,6 mm	20
AN1055006	5	1	1,80	De 2,7 mm à 4,6 mm	60

> NETTOYAGE DU CANAL OPÉRATEUR D'ENDOSCOPES RIGIDES

Référence	Diamètre Brosse (mm)	Nombre de brosse(s)	Diamètre gaine (mm)	Diamètre conseillé du canal opérateur de l'endoscope	Longueur (cm)
AN1053004	3	1	1,60	De 1,8 mm à 2,6 mm	40
AN1055004	5	1	1,80	De 2,7 mm à 4,6 mm	40
AN1051104	11	1	1,80	De 6,1 mm à 10,6 mm	40

Référence	Diamètre Brosse (mm)	Nombre de brosse(s)	Diamètre gaine (mm)	Diamètre conseillé du canal opérateur de l'endoscope	Longueur (cm)
AN1055010	5	1	1,80	De 2,7 mm à 4,6 mm	100
AN1055018	5	1	1,80	De 2,7 mm à 4,6 mm	180
AN1055020	5	1	1,80	De 2,7 mm à 4,6 mm	200
AN1055023	5	1	1,80	De 2,7 mm à 4,6 mm	230
AN1055028	5	1	1,80	De 2,7 mm à 4,6 mm	280
AN1055030	5	1	1,80	De 2,7 mm à 4,6 mm	300
AN1065010	5	2	1,80	De 2,7 mm à 4,6 mm	100
AN1065018	5	2	1,80	De 2,7 mm à 4,6 mm	180
AN1065020	5	2	1,80	De 2,7 mm à 4,6 mm	200
AN1065023	5	2	1,80	De 2,7 mm à 4,6 mm	230
AN1065028	5	2	1,80	De 2,7 mm à 4,6 mm	280
AN1065030	5	2	1,80	De 2,7 mm à 4,6 mm	300
AN2085023	11 & 5	2	1,80	De 2,7 mm à 4,6 mm	230
AN1785023	5	3	1,80	De 2,7 mm à 4,6 mm	230
AN3525023	5	2	1,80	De 2,7 mm à 4,6 mm	230
AN1056506	6,5	1	1,80	De 4,7 mm à 6 mm	60
AN1056523	6,5	1	1,80	De 4,7 mm à 6 mm	230
AN1066523	6,5	2	1,80	De 4,7 mm à 6 mm	230
AN1068023	8	2	1,80	De 4,2 mm à 7,6 mm	230
AN1068028	8	2	1,80	De 4,2 mm à 7,6 mm	280

> AUTRES NETTOYAGES

Référence	Diamètre Brosse (mm)	Nombre de brosse(s)	Type de nettoyage	Longueur (cm)
AN4302000	2	1	Erecteur duodéno-scopie type O	6



PRINCE MEDICAL SAS
 ZA La Sente Du Moulin
 64 rue Gutenberg - 60530 Erceuil - France
www.prince-medical.com
 Tél. : +33 (0)3 44 26 54 76
prince-medical@omerin.com

Les informations données dans la présente fiche technique sont indicatives et susceptibles de modifications sans préavis. La société PRINCE MEDICAL SAS ne saurait en aucun cas être tenue responsable d'éventuels incidents dans le cas d'utilisations inappropriées, non réalisées dans le respect des règles de l'art et des normes en vigueur et de non-respect des notices d'utilisation fournies. Les dispositifs médicaux commercialisés par PRINCE MEDICAL SAS ne doivent être utilisés que par un praticien ou une personne autorisée dûment qualifiés.

® Marque déposée de PRINCE MEDICAL SAS. Dessins et photos non contractuels. Reproduction interdite sans l'accord préalable de PRINCE MEDICAL SAS.