


ENDOLINE® CYTO-BRUSH

36

BROSSE CYTOLOGIQUE



La brosse cytologique **ENDOLINE® CYTO-BRUSH** permet de réaliser des prélèvements cytologiques sur les muqueuses des voies digestives, des voies bronchiques et des voies biliaires en vue d'un diagnostic des pathologies telles que les maladies infectieuses ou le cancer.

ATOUTS

- Poignée munie d'un anneau de pouce pour une manipulation aisée.
- Partie distale radio-opaque pour une visibilité parfaite.
- Présence de ciseaux (selon référence).
- Produit adapté aux principaux endoscopes du marché.

ACCESSOIRE(S) COMPLÉMENTAIRE(S)

Ciseaux permettant en fin d'examen de couper la brosse et de la placer dans un flacon de conservation en vue de son transport vers le laboratoire d'analyse.

Les références concernées : AS3673022, AS3673016, AS3672512, AS3672522



INFORMATIONS SUR LE DISPOSITIF MÉDICAL

Date de 1 ^{re} mise sur le marché	1996
Usage unique	Oui
Classe	Is
Stérile	Oui
Mode de stérilisation	Stérilisé à l'oxyde d'éthylène
Présence de latex	Non
Durée de vie	5 ans
Certification	CE
Conditionnement	Boîte de 5 unités en emballage individuel stérile
Stockage	Dans sa boîte d'origine, dans un endroit frais et sec

PRINCE MEDICAL SAS
 ZA La Sente Du Moulin
 64 rue Gutenberg - 60530 Ercuis - France
www.prince-medical.com
 Tél. : +33 (0)3 44 26 54 76
prince-medical@omerin.com

PRINCE MEDICAL
 DEVICES

Les informations données dans la présente fiche technique sont indicatives et susceptibles de modifications sans préavis. La société PRINCE MEDICAL SAS ne saurait en aucun cas être tenue responsable d'éventuels incidents dans le cas d'utilisations inappropriées, non réalisées dans le respect des règles de l'art et des normes en vigueur et de non-respect des notices d'utilisation fournies. Les dispositifs médicaux commercialisés par PRINCE MEDICAL SAS ne doivent être utilisés que par un praticien ou une personne autorisée dûment qualifiés.

® Marque déposée de PRINCE MEDICAL SAS. Dessins et photos non contractuels. Reproduction interdite sans l'accord préalable de PRINCE MEDICAL SAS.

ENDOLINE® CYTO-BRUSH

SANS ACCESSOIRES

Référence	Longueur de la gaine (cm)	Diamètre de la gaine (mm)	Diamètre de la brosse (mm)
AS0373022	220	2,35	3
AS0373016	160	2,35	3
AS0372512	120	1,75	2,5
AS0372522	220	1,75	2,5

AVEC ACCESSOIRES
(CISEAUX)

AS3673022	220	2,35	3
AS3673016	160	2,35	3
AS3672512	120	1,75	2,5
AS3672522	220	1,75	2,5

PRINCE MEDICAL SAS
 ZA La Sente Du Moulin
 64 rue Gutenberg - 60530 Ercuis - France
www.prince-medical.com
 Tél. : +33 (0)3 44 26 54 76
prince-medical@omerin.com

Les informations données dans la présente fiche technique sont indicatives et susceptibles de modifications sans préavis. La société PRINCE MEDICAL SAS ne saurait en aucun cas être tenue responsable d'éventuels incidents dans le cas d'utilisations inappropriées, non réalisées dans le respect des règles de l'art et des normes en vigueur et de non-respect des notices d'utilisation fournies. Les dispositifs médicaux commercialisés par PRINCE MEDICAL SAS ne doivent être utilisés que par un praticien ou une personne autorisée dûment qualifiés.

® Marque déposée de PRINCE MEDICAL SAS. Dessins et photos non contractuels. Reproduction interdite sans l'accord préalable de PRINCE MEDICAL SAS.