

# ENDOLINE® Y-TRACT

16

## RACCORD Y SERRE-JOINT



Le raccord Y serre-joint **ENDOLINE® Y-TRACT** permet au praticien de disposer de 2 voies d'injection sur un cathéter à ballonnet possédant 1 voie d'injection et permet également la fixation du fil guide après la mise en place du cathéter.

### RÉFÉRENCE(S) DISPONIBLE(S)

Référence	Description
AS1130300	Raccord Y serre-joint CH3

### INFORMATIONS SUR LE DISPOSITIF MÉDICAL

Date de 1 <sup>ère</sup> mise sur le marché	1998
Usage unique	Oui
Classe	Is
Stérile	Oui
Mode de stérilisation	Stérilisé à l'oxyde d'éthylène
Présence de latex	Non
Durée de vie	5 ans
Certification	CE
Conditionnement	Boîte de 50 unités en emballage individuel stérile
Stockage	Dans sa boîte d'origine dans un endroit frais et sec



PRINCE MEDICAL SAS  
 ZA La Sente Du Moulin  
 64 rue Gutenberg - 60530 Ercuis - France  
[www.prince-medical.com](http://www.prince-medical.com)  
 Tél. : +33 (0)3 44 26 54 76  
[prince-medical@omerin.com](mailto:prince-medical@omerin.com)

**PRINCE MEDICAL**  
 DEVICES

Les informations données dans la présente fiche technique sont indicatives et susceptibles de modifications sans préavis. La société PRINCE MEDICAL SAS ne saurait en aucun cas être tenue responsable d'éventuels incidents dans le cas d'utilisations inappropriées, non réalisées dans le respect des règles de l'art et des normes en vigueur et de non-respect des notices d'utilisation fournies. Les dispositifs médicaux commercialisés par PRINCE MEDICAL SAS ne doivent être utilisés que par un praticien ou une personne autorisée dûment qualifiés.

® Marque déposée de PRINCE MEDICAL SAS. Dessins et photos non contractuels. Reproduction interdite sans l'accord préalable de PRINCE MEDICAL SAS.