

# OXYCAP® EVO

52

## OUVRE BOUCHE



OUVRE BOUCHE  
AVEC 2 CONNECTEURS  
MONTÉS



OUVRE BOUCHE  
AVEC BANDEAU  
ET 2 CONNECTEURS  
MONTÉS



L'ouvre bouche **OXYCAP® EVO** est utilisé dans le cadre d'endoscopies digestives hautes (gastroscopie, duodéoscopie...) afin d'assurer la protection de la dentition du patient, ainsi que la protection des endoscopes transitant par la cavité buccale.

Les connecteurs permettent une oxygénation continue lors de l'intervention.

### OUVRE BOUCHES

Référence	Configuration	Conditionnement
AS4200000	Seul	75
AS4210000	Avec bandeau	75
AS4250000	Avec 2 connecteurs montés	75
AS4260000	Avec bandeau et 2 connecteurs montés	75

### ACCESSOIRE(S) COMPLÉMENTAIRE(S)

Référence	Configuration	Conditionnement
AS4220000	Bandeau seul	75
AS4270000	Connecteur avec luer	10
AS4280000	Connecteur avec filtre	10
AS4230000	Connecteur blanc seul	100
AS4390000	Connecteur jaune seul	100

### INFORMATIONS SUR LE DISPOSITIF MÉDICAL

Date de 1 <sup>re</sup> mise sur le marché	2017
Usage unique	Oui
Classe	Is
Stérile	Oui
Mode de stérilisation	Stérilisé à l'oxyde d'éthylène
Présence de latex	Non
Durée de vie	2 ans
Certification	CE
Conditionnement	Boîte de 10, 75 ou 100 unités en emballage individuel stérile selon la référence
Stockage	Dans sa boîte d'origine dans un endroit frais et sec

PRINCE MEDICAL SAS  
ZA La Sente Du Moulin  
64 rue Gutenberg - 60530 Ercuis - France  
www.prince-medical.com  
Tél. : +33 (0)3 44 26 54 76  
prince-medical@omerin.com